

AGUA ESTERIL PiSA



Agua destilada, esterilizada y libre de pirógenos

SOLUCION INYECTABLE

Soluciones y Electrolitos

FORMULA:

Cada 100 ml contienen:

Agua inyectable 100 ml

Contenido neto: 1000 ml, 3000 ml, 5000 ml y 10,000 ml

USO VETERINARIO:



INDICACIONES:

AGUA ESTERIL PISA: Se indica como diluyente de medicamentos, de semen, y para irrigación de cavidades, áreas quirúrgicas, heridas y limpieza de material e instrumental quirúrgico.

DOSIS:

Como solución inyectable, la dosis y vía de administración varía de acuerdo a las instrucciones específicas de reconstitución o dilución del medicamento en que se pretenda utilizar y de las indicaciones del médico veterinario tratante.

La administración mediante irrigación es a través de la aplicación directa del agua sobre los tejidos y realizando aspiración suave. En este caso la dosis varía de acuerdo a la indicación terapéutica.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado con el alimento.

ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C.
- La administración directa por vía intravenosa produce hemólisis.




REGISTRO S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-270


Irrigación a chorro



1 Rompa el sello de garantía girando la tapa en el sentido opuesto de las manecillas del reloj.




2 Retire la tapa.




3 Vierta la solución.


Irrigación por gravedad



1 Jale la pestaña para retirar la película de aluminio.



2 Inserte la bayoneta.



3 Regule el flujo de acuerdo a sus necesidades.

Salud animal
Bienestar humano®